

JETZT NOCH LÄNGER EINSATZFÄHIG

DESOSurFIX® WIPES - Haltbarkeit nach Anbruch um 50 % verlängert



DESOSurFIX® WIPES sind ab sofort noch länger einsatzfähig. Wir haben die Haltbarkeit der gebrauchsfertigen alkoholischen Tücher nach Anbruch der Packung von 28 Tagen auf 42 Tagen verlängert. So ist eine wirksame Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und mittelgroßen Flächen aller Art noch länger gewährleistet.

Haltbarkeit nach Anbruch von 28 auf 42 Tage verlängert!

Die gebrauchsfertigen alkoholischen Tücher im handlichen Flowpack wirken innerhalb von nur 3 Minuten begrenzt viruzid PLUS. Damit ist sowohl in der täglichen Routine als auch im Ausbruchsfall, z.B. bei Noroviren, eine schnelle und komfortable Desinfektion gewährleistet. Im Einsatz punkten die vorgetränkten Tücher mit einer sehr guten Benetzung, schnellem Abtrocknen ohne sichtbare Rückstände und hoher Materialverträglichkeit.



Produkt	Inhalt	GVS-Art.-Nr.	Artikel-Nr.	VE	Palettenmenge
DESOSurFIX WIPES	60 Tücher	45700006	5-14-T060	9 x 60 Blatt	405 Stück

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.